




您最好的产品供应商
全球性商业合作伙伴
选择原平皓收获成功

组织/细胞基因组 DNA 提取试剂盒

- ◆ 目录号 HF205
- ◆ 使用手册
- ◆ 实验室使用，仅用于体外




感谢您选择和使用原平皓生物的产品

我们将陪伴您踏上发现与探索之旅！

Thank You for Choosing YPH products

Partner to Your Research Exploration!



组织/细胞基因组 DNA 提取试剂盒

目录号: HF205

目录编号	包装单位
HF205-01	50次
HF205-02	100次
HF205-03	200次

❖ 适用范围:

适用于快速提取各种动植物细胞/组织基因组DNA。

❖ 试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	50 次	100 次	200 次
细胞核裂解液	室温	30 ml	60 ml	120 ml
蛋白沉淀液	室温	10 ml	20 ml	40 ml
DNA 溶解液	室温	10 ml	15ml	30 ml
RNase A(10mg/ml)	-20℃	150 μ l	250 μ l	500 μ l

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

❖ 储存事项:

1. 环境温度低时细胞核裂解液中某些去污剂成份会析出出现浑浊或者沉淀, 可在 37℃ 水浴加热几分钟, 轻轻旋摇, 即可恢复澄清, 不要剧烈摇晃, 以免形成过量的泡沫。

2. 蛋白沉淀液可能出现析出和沉淀，可以在 37℃ 水浴几分钟帮助重新溶解，**如果不能完全溶解，也不影响使用效果**，直接取用上层溶液即可。
3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

❖ 产品介绍:

本试剂盒用于快速的从动植物细胞/组织中提取基因组 DNA。样品研磨或者匀浆后加入细胞核裂解液，首先在强去污剂或者和蛋白酶 K 协同作用下裂解细胞释放出基因组 DNA，接着加入 RNase A 去除 RNA，然后蛋白沉淀液选择性沉淀去除蛋白，最后纯净的基因组 DNA 通过异丙醇沉淀并重溶解于 DNA 溶解液。

❖ 产品特点:

1. 不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂。
2. 快速，简捷，组织样品操作整个过程可在 1 个小时内完成。
3. 结果稳定，产量高（比离心柱型的产量高一倍以上），OD260/OD280 典型的比值达 1.7~1.9，长度可达 50Kb-150kb，可直接用于 PCR, Southern-blot 和各种酶切反应以及文库构建。

❖ 注意事项

1. **所有的离心步骤均在室温完成**，使用转速可以达到 12,000 rpm 的传统台式离心机，如 Eppendorf 5415C 或者类似离心机。
2. 用户需自备异丙醇、70% 乙醇、PBS(用于细胞)、液氮研钵/或匀浆器(用于组织)、0.5M EDTA 和蛋白酶 K(用于鼠尾)、水浴箱。
3. 开始实验前将需要的水浴先预热好备用。
4. 本试剂盒为溶液型，可以很容易的按照比例扩大或者缩小每次处理的组织细胞量，请联系我们索取其它处理量的操作手册。

❖ **操作步骤:** (实验前请先阅读注意事项)

1. 组织培养细胞

- a. 收集细胞到一个 1.5ml 离心管; 对于贴壁细胞, 应该先用胰蛋白酶消化后吹打下来收集。
- b. 12,000rpm 离心 10 秒, 使细胞沉淀下来, 弃上清, 留下细胞团和大约 10-50 μ l 残留的液体。
- c. 加 200 μ l PBS 重悬洗涤细胞, 重复上一步骤, 高速涡旋振荡重悬细胞团。
- d. **对于细胞核裂解液裂解效果不好的细胞系(例如 PC12 细胞), 在做下一步骤前, 应该做几次冻融循环: 冻于液氮后, 在 95 $^{\circ}$ C 水浴融化, 重复 4 次。**
- e. 加入 600 μ l 细胞核裂解液, 用大口径的枪头(剪去枪头尖)轻柔吹打裂解细胞直至看不见细胞团块。
- f. 接**操作步骤**项下 4。

2. 动植物组织(例如鼠肝脑或者植物叶片)

- a. 600 μ l 冰预冷的细胞核裂解液加入 10-20mg 新鲜或者解冻的组织, 用小匀浆器匀浆 10 秒钟, 将裂解物转入 1.5ml 离心管。另一种方法: 在液氮中研磨 10-20mg 组织(植物叶片可以适当多加如用 40mg)成细粉后, 转入装有 600 μ l 冰预冷的细胞核裂解液的 1.5ml 离心管, 用大口径枪头吹打混匀。
- b. 将裂解物放置在 65 $^{\circ}$ C 水浴 15-30 分钟。
- c. 接**操作步骤**项下 4。

3. 动物组织(鼠尾)

- a. 处理样品前, 先加入 120 μ l 0.5M EDTA (pH8.0) 到装有 500 μ l 细胞核裂解液的 1.5ml 离心管中, 混匀后冰预冷备用。
- b. 将鼠尾在液氮中研磨成细粉或者将 0.5-1.0cm 的鼠尾巴尖(一定要剪 0-2cm 范围内的尾巴尖, 否则裂解效果不好)剪碎放入一个 1.5ml 离心管后, 加入 600 μ l 上步配好的 EDTA/细胞核裂解液。
- c. 加入 17.5 μ l 蛋白酶 K 溶液(20mg/ml), 颠倒混匀。

d. 55°C 水浴放置过夜，期间轻柔的振荡几次帮助裂解。或者在一个摇床上 55°C 水浴 3 小时，每一个小时高速涡旋振荡混匀一次。确保鼠尾裂解完全（没剪碎的鼠尾，可能不能完全裂解，产量会低一些）。

4. 加入 1.8μl RNase A (10mg/ml) 至裂解物中，即 RNase A 终浓度 30μg/ml，颠倒混匀后 37°C 温育 15-30 分钟去除残留 RNA。然后**室温冷却至少 5 分钟或者冰浴使回复到室温。**

5. 在回复到室温的裂解物内加入 200μl 蛋白沉淀液后，在**涡旋振荡器上高速连续振荡混匀 25 秒。**混匀后可能见到一些小的蛋白团块。**冰浴 5 分钟。**

由于样品体积重量小，用涡旋振荡器振荡混匀产生的剪切力并不会剪切打断基因组 DNA。如果用手振荡混匀，则不可以用手上下剧烈振荡混匀，只能适当力度振荡混匀，否则会剪断基因组 DNA；但是力度也不能太小，要保证充分混匀，将粘稠的裂解物打散开，否则 DNA 无法和蛋白质沉淀分离开，离心的时候会和蛋白质一起沉淀下来，造成 DNA 丢失或者降低产量。此外混匀不充分也可能造成蛋白沉淀不充分，最后的产物污染有较大量的蛋白质。因此建议用涡旋振荡器。

6. 12,000rpm 离心 5 分钟。这时应该可以见到管底蛋白沉淀，也可能见到一些蛋白沉淀漂浮在液体表面。

7. 小心缓慢吸取上清到一个新的 1.5ml 离心管中，不要吸到沉淀。

吸取上清时，注意不要吸到管底的和漂浮在液体表面的蛋白沉淀。如果不小心将蛋白沉淀转入新的离心管中，可再次离心 2 分钟后取上清。

8. 加入等体积的室温异丙醇（约 600μl），颠倒 30 次混匀或者直到出现棉絮状（丝状）白色 DNA 沉淀。

注意：颠倒混匀的时候，棉絮状（丝状）DNA 有时会粘附着在盖子或者管口处，即使颠倒也不跟下来，这样导致操作者看不到沉淀，误认为没有得到 DNA。解决办法是略去步骤 9，直接 12,000rpm 离心 1 分钟，弃上清，然后接步骤 11。

9. 垂直放置离心管，让白色 DNA 沉淀自然沉到管底，然后尽可能多的吸弃大部分的上清，注意不要吸到沉淀。

如果棉絮状（丝状）DNA 沉淀附着有气泡，则会漂浮在液体表面，而不会沉淀下来，要小心避开沉淀吸取上清，不要把沉淀给吸掉了。

10. 加入 1ml 70% 乙醇后，颠倒漂洗 DNA 沉淀，12,000rpm 离心 1 分钟，在管底可以见到白色的 DNA 沉淀块，倒弃上清。

11. 加入 1ml 70%乙醇, 颠倒几次漂洗 DNA 沉淀, 12,000rpm 离心 1 分钟, 倒去上清 (注意不要把 DNA 沉淀倒掉了), 倒置后在吸水纸上轻敲几下以控干残留乙醇, 还可以用枪头小心吸掉管底沉淀周围和管壁的残留乙醇, 空气晾干沉淀几分钟。
注意不要干燥过头, 否则 DNA 极其难溶; 也不能残留太多乙醇, 否则乙醇可能抑制下游如酶切反应。
12. 加入 100 μ lDNA 溶解液重新水化溶解 DNA 沉淀, 轻弹管壁混匀, 可以放置在 65 $^{\circ}$ C 温育 30-60 分钟 (不要超过一小时), 期间不时的轻弹管壁帮助重新水化 DNA。也可以在室温或者 4 $^{\circ}$ C 放置过夜来重新水化 DNA。
13. 溶解的 DNA 可以存放在 -20 $^{\circ}$ C。

❖ 问题与解决方法

问题	评论与建议
DNA 产量低	<p>*使用了不恰当的裂解液, 造成裂解不完全-建议: 处理材料不要过量。</p> <p>*有的组织如肌肉, 鼠尾处理困难-建议: 尽量将材料研磨细, 匀浆完全。</p> <p>* DNA 沉淀在洗涤时丢失了-建议: 异丙醇沉淀后用乙醇洗涤的过程中, 弃上清时要格外小心, 不要把 DNA 沉淀也倒掉了。</p>
A260/A280>1.9	<p>* RNA 酶处理时间不够造成 RNA 污染-建议: 可以加大 RNA 酶用量或者处理时间延长到 1 小时。</p> <p>* DNA 剪切断了-建议: 严格按照操作步骤, 动作不可以太剧烈。</p>
A260/A280 <1.6	<p>*蛋白质残留高-建议: 保证重复的裂解液用量和时间; 看看后面“未见蛋白沉淀”问题的评论与建议, 确保蛋白通过沉淀去除。另外请参见步骤 7, 防止蛋白污染。</p> <p>*测定吸光值时用水稀释 DNA 会降低 A260/A280-建议: 使用 TE 缓冲液来稀释 DNA, 保证 pH 值大于 8.0。</p> <p>* DNA 没有完全溶解-建议: 65$^{\circ}$C 温育帮助重新溶解 (不要超过 1hr) 然后室温或者 4$^{\circ}$C 放置过夜, 期间可以颠倒轻弹帮助溶解。</p>
变色的 DNA	<p>*如果异丙醇沉淀后没有迅速进行 70%乙醇漂洗的步骤, 有的组织如肝脏提取出的 DNA 可能会变色-建议: 异丙醇沉淀离心后, 马上进行 70%乙醇清洗的步骤。</p>

问题	评论与建议
DNA 长度 小于 20kb	<p>*样品太旧或者不正确的存放,反复冻融等,造成 DNA 降解-建议: 选用新鲜的样品。</p> <p>*操作不当,造成对基因组 DNA 的剪切-建议: 混匀轻柔,不可以用手剧烈振荡离心管,选用大口径的枪头转移或者混匀 DNA。</p>
未见蛋白沉淀	<p>*加入蛋白沉淀液前,裂解混合物没有冷却回室温-建议: 冷却至室温或者冰上放置 5 分钟后再加入蛋白沉淀液。</p> <p>*蛋白沉淀液没有和裂解混合物充分混匀-建议: 应该连续高速涡旋振荡混匀 25 秒,涡旋并不会剪切断 DNA。</p> <p>*加入蛋白沉淀液后,混合物没有在冰上放 5 分钟-建议: 离心前在冰上放置 5 分钟帮助沉淀。</p>
DNA 沉淀难以 重新溶解水化	<p>*晾干 DNA 沉淀时过度了-建议: 晾干时候密切观察,不要干燥过头,注意应该观察管底的 DNA 沉淀,有时候管壁上的残留乙醇已经挥发,但留下一些水分还没有干,只要管底 DNA 干了就可以加入 DNA 溶解液。可在 65°C 温育帮助重新溶解(不要超过一小时)然后室温或者 4°C 放置过夜,期间可以颠倒轻弹帮助溶解。</p>
下游酶切不开 或者 PCR 反应受抑制	<p>* DNA 未干燥完全,残留乙醇太多-建议: 敞开离心管口,在 65°C 温育几分钟,让乙醇挥发。</p>

For Research Use Only. Not Intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.